

WIDEX **MAGNIFY™**

KORISNIČKO UPUTSTVO

SERIJA PROIZVODA WIDEX MAGNIFY™

Model MRR2D
RIC/RITE
(prijemnik u kanalu / prijemnik u uvu)



WIDEX®
HIGH DEFINITION HEARING

VAŠ SLUŠNI APARAT

(Popunjava vaš stručnjak za sluh)

Ovo je lista mogućih programa za vaš slušni aparat.

Više informacija o korišćenju ovih programa potražite u odeljku Prilagođavanje.

Programi za vaš slušni aparat:

PROGRAMI	PROŠIRIVAČ ČUJNOSTI
<input type="checkbox"/> Univerzalni	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Tih	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Udobnost	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Prevoz	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Urbano	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Uticaj	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Zabava	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Društveno	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Muzika	<input type="checkbox"/>

SPECIJALNI PROGRAMI Zen Telefon**PROŠIRIVAČ ČUJNOSTI****PROGRAMI PAMETNOG PREBACIVANJA** Zen+**PROŠIRIVAČ ČUJNOSTI**

Imena programa u tabeli su podrazumevana imena. Ako ste odlučili da koristite neka od drugih dostupnih imena, napišite nova imena u tabeli. Tako ćete uvek znati koje programe imate u svojim slušnim aparatima.

Pročitajte uputstva

Pažljivo pročitajte korisnička uputstva u ovoj brošuri i u brošuri „Slušalice za slušne aparate Widex“ pre nego što počnete da koristite slušni aparat. Takođe je potrebno da pročitate korisnička uputstva za punjač.

Strimovanje zvuka i bežična kontrola

Slušni aparat omogućava direktnu bežičnu kontrolu i direktno strimovanje zvuka sa pametnih telefona i drugih uređaja putem DEX-a. Dodatnu pomoć i informacije zatražite od stručnjaka za sluh ili posetite: <https://global.widex.com>.

Ovaj slušni aparat funkcioniše bežično sa aplikacijom MAGNIFY. Ne preuzimamo odgovornost ako se slušni aparat koristi uz neku aplikaciju treće strane ili ako se aplikacija koristi uz neki drugi uređaj. Pročitajte više o aplikaciji u brošuri.

SADRŽAJ

VAŽNE INFORMACIJE O BEZBEDNOSTI.....	6
VAŠ SLUŠNI APARAT	8
Dobro došli.....	8
Kratki prikaz slušnog aparata.....	9
USLOVI ZA UPOTREBU.....	10
Indikacije.....	10
Slušni aparati sa punjivim baterijama.....	10
Namena.....	10
Punjenje.....	11
Vreme korišćenja i vreme punjenja.....	11
Uslovi rada i punjenja.....	13
Uslovi skladištenja i transporta.....	14
SVAKODNEVNA UPOTREBA.....	16
Uključivanje i isključivanje slušnog aparata.....	16
Stavljanje i skidanje slušnog aparata.....	17
PRILAGOĐAVANJA.....	18
Programi.....	18
Program Zen.....	20
Zvučni signali.....	20
Izgubljen partner	22

Podešavanje zvuka i programa.....	22
Korišćenje pametnog telefona sa slušnim aparatom.....	25
UPARIVANJE SA PAMETNIM TELEFONOM.....	26
Povezivanje sa pametnim telefonom putem Bluetooth veze	26
Povezivanje slušnog aparata sa aplikacijom.....	26
Isključivanje Bluetooth veze.....	26
Kompatibilnost sa pametnim telefonima.....	27
ČIŠĆENJE.....	28
Alati.....	28
Zaštita od voska.....	29
Kutija za sušenje.....	29
DODATNI PRIBOR.....	30
OTKLANJANJE PROBLEMA.....	31
PUTOVANJE AVIONOM.....	34
REGULATORNE INFORMACIJE.....	35
FCC i ISSED izjave.....	35
Direktive EU.....	37
Direktiva 2014/53/EU.....	37
Informacije u pogledu odlaganja u otpad.....	38
SIMBOLI.....	39

VAŽNE INFORMACIJE O BEZBEDNOSTI

Pažljivo pročitajte ove stranice pre nego što počnete da koristite slušni aparat.



Slušni aparati i baterije mogu biti opasni ako se progutaju ili nepravilno koriste. Gutanje ili nepravilna upotreba mogu dovesti do teških povreda ili čak do smrti. U slučaju da ih progutate, odmah pozovite broj lokalne hitne pomoći ili bolnicu.



Izvadite slušni aparat kada ga ne koristite. To će doprineti da se ušni kanal proветри i da se spreči infekcija uha.



Odmah kontaktirajte svog lekara ili stručnjaka za sluh ako posumnjate da možda imate infekciju uha ili alergijsku reakciju.



Pozovite svog stručnjaka za sluh ako osećate da vam slušni aparat nije udoban ili ne stoji pravilno, te uzrokuje iritaciju, crvenilo ili slično.



Izvadite slušni aparat pre tuširanja, plivanja ili upotrebe fena za kosu.



Kada stavljate parfem, sprej, gel, losion ili kremu, nemojte nositi slušni aparat.



Nemojte sušiti slušni aparat u mikrotalasnoj remi – to će ga uništiti.



Nikada nemojte koristiti slušne aparate drugih ljudi i nikada ne dozvolite drugima da koriste vaš, jer to može da vam ošteti sluh.



Nikada nemojte koristiti svoj slušni aparat u okruženjima u kojima ima eksplozivnih gasova, kao što su rudnici itd.



Slušni aparat, njegove delove, dodatnu opremu i baterije držite dalje od dece i osoba ometenih u razvoju.



Nemojte pokušavati da sami otvorite ili popravljate slušni aparat. Odmah kontaktirajte svog stručnjaka za sluh ako je potrebno da popravite svoj slušni aparat.



Vaši slušni aparat sadri tehnologiju za radio komunikaciju. Uvek vodite računa o okruženju u kojem ga koristite. Ako važe bilo kakva ograničenja, morate preduzeti mere opreza kako biste ih poštovali.



Vaš uređaj je projektovan tako da bude usaglašen sa međunarodnim standardima elektromagnetne kompatibilnosti. Međutim, još uvek postoji mogućnost da se između njega i druge električne opreme jave smetnje. Ako se jave smetnje, držite se na rastojanju od druge električne opreme.



Imajte u vidu da velika jačina reprodukovanja zvuka na slušnom aparatu može da spreči da čujete druge važne zvuke kao što su alarmi i zvukovi iz saobraćaja. Povedite račun da u takvim situacijama držite jačinu zvuka za reprodukovani zvuk na odgovarajućem nivou.



Nemojte izlagati slušni aparat ekstremnim temperaturama ili visokoj vlažnosti i brzo ga osušite ako se pokvasi ili ako se mnogo znojite.



Nemojte koristiti nikakve tečnosti ili dezinfekciona sredstva za čišćenje slušnog aparata.



Očistite i pregledajte slušni aparat svakog dana nakon upotrebe kako biste proverili da nije polomljen. Ako se slušni aparat ošteti dok ga nosite i sitni delići ostanu uhu, potražite pomoć lekara. Nikada ne pokušavajte da sami izvadite deliće.

VAŠ SLUŠNI APARAT

Dobro došli

Čestitamo na kupovini novog slušnog aparata.

Ovaj slušni aparat napaja se pomoću punjive litijum-jonske baterije i mora da se koristi sa modelom punjača WPT1. Baterija je ugrađena i ne možete da je zamenjujete.


Preporučujemo da slušni aparat koristite redovno, čak iako vam je potrebno neko vreme da se naviknete na njega. Korisnici koji ga ne koriste često obično ne dobiju potpunu korist od slušnog aparata.

BELEŠKA


Vaš slušni aparat i njegovi dodaci ne moraju da izgledaju tačno onako kako je prikazano u ovoj brošuri. Takođe zadržavamo pravo da napravimo sve izmene koje smatramo neophodnim.

Kratki prikaz slušnog aparata

Vaš slušni aparat je prikazan u nastavku – na prvoj ilustraciji sa slušalicama. Slušalice se sastoje od provodnika za uho sa prijemnikom i umetka za uho i deo su slušnog aparata koji se nosi u uhu.



1. Taster za uključivanje/isključivanje ①
2. Provodnik sa prijemnikom
3. Mreža mikrofona



1. Priključak provodnika za uho
2. Identifikacija leve/desne
3. Identifikaciona pločica (model i serijski broj)

Boja leve/desne identifikacije vam omogućava da razlikujete levu i desnu slušalicu. Slušni aparat za levo uho ima plavu oznaku. Slušni aparat za desno uho ima crvenu oznaku.

Dodatne informacije o slušalicama potražite u priručniku za slušalice.

USLOVI ZA UPOTREBU

Indikacije

Ovaj slušni aparat je namenjen osobama starijim od 36 meseci sa opsegom oštećenja sluha od minimalnog (0 dB HL) do teškog (115 dB HL), kao i za sve konfiguracije oštećenja sluha.

Potrebno je da ih programiraju licencirani stručnjaci za sluh (audiolozi, specijalisti za slušne aparate, otorinolaringolozi) koji su obučeni za rehabilitaciju sluha.

Slušni aparati sa punjivim baterijama


Slušne aparati sa punjivim baterijama NE SMEJU da koriste deca mlađa od 36 meseci starosti ili osobe ometene u razvoju.

Namena

Slušni aparati su uređaji za pojačavanje provodljivosti vazduha namenjeni za upotrebu u svakodnevnom sredinama za slušanje. Slušni aparati mogu da sadrže Zen program koji je namenjen da pruži opuštajuće zvučne pozadine (npr. izvor muzike/buke) odraslim osobama koje žele da tiho slušaju takvu pozadinu.

Punjenje

Preporučujemo da slušni pomoć napunite svakodnevno. Na slici je prikazan punjač:




1. Slotovi za punjenje
2. Signalne lampice
3. Maska sa šarkom
4. Mikro USB ulaz

Više informacija o punjenju slušnog aparata potražite u korisničkom uputstvu za punjač.

Vreme korišćenja i vreme punjenja

Ako slušni aparat puniti pola sata, moći ćete da ga koristite približno 4 sata. Za potpuno punjenje slušnog aparata potrebna su oko 4 sata.

Kada je slušni aparat u potpunosti napunjen, možete ga koristiti najmanje 16 sati u uobičajenom okruženju za slušanje pre sledećeg punjenja.



Kada čujete alarm baterije koji ukazuje na nizak nivo napunjenosti, imaćete približno 3-4 sata uobičajenog korišćenja. Slušni aparat se isključuje kada je napunjenost baterije kritično niska.

Gubitak sluha, zvučno okruženje i strimovanje su faktori koji utiču na procenjeno vreme korišćenja. Na primer, ako koristite uslugu strimovanja, skraćićete vreme korišćenja slušnog aparata.

Uslovi rada i punjenja

Vaš slušni aparat je projektovan za rad u svakodnevnim situacijama i funkcioniše u uslovima okruženja koji su vam ugodni. Slušni aparat možete nositi tokom letova, ali ga morate skinuti pre tuširanja, plivanja ili spavanja.

Uslovi rada

	Minimalna	Maksimalna
Temperatura	0 °C (32 °F)	40 °C (104 °F)
Vlažnost	10% rH	95% rH
Atmosferski pritisak	750 mbara	1060 mbara

Uslovi punjenja

	Minimalna	Maksimalna
Temperatura	0 °C (32 °F)	30 °C (86 °F)
Vlažnost	10% rH	95% rH

Dugotrajno skladištenje kada se ne koristi

Ako planirate da ne nosite slušni aparat u dužem vremenskom periodu, napunite ga u potpunosti i odložite ga u kutiju za krajnjeg korisnika koju ste dobili uz slušni aparat. Ne zaboravite da isključite slušni aparat pre odlaganja.

Slušni aparat ćete morati da napunite na svakih 6 meseci da biste izbegli nepopravljivo dubinsko pražnjenje baterije. Dubinski ispražnjena baterija se više ne može napuniti i mora da se zameni. Međutim, preporučujemo punjenje u intervalima kraćim od 6 meseci.

Uslovi skladištenja i transporta

Vaš slušni aparat je osetljiv na ekstremne uslove kao što je visoka temperatura. Ne treba ga čuvati niti transportovati na direktnoj sunčevoj svetlosti, već samo u sledećim uslovima.

Uslovi skladištenja

	Minimalna	Maksimalna
Temperatura	10 °C (50 °F)	40 °C (104 °F)*
Vlažnost	20% rH	80% rH

* Preporučena temperatura je od 10 °C do 25 °C.

Uslovi transporta

	Minimalna	Maksimalna
Temperatura	-20 °C (-4 °F)	55 °C (131 °F)
Vlažnost	10% rH	95% rH

Listove sa tehničkim podacima, kao i dodatne informacije o slušnom aparatu možete naći na <https://global.widex.com>.

SVAKODNEVNA UPOTREBA

Uključivanje i isključivanje slušnog aparata

Slušni aparat možete da uključite na dva načina:

1. Pritisnite i zadržite taster nekoliko sekundi. Posle još nekoliko sekundi, slušni aparat će reprodukovati zvučni signal kao znak da je uključen, osim ako sa stručnjakom za sluh niste dogovorili da deaktivira ovu funkciju.
2. Izvadite slušni aparat iz punjača i on će se automatski uključiti nakon nekoliko sekundi. Slušni aparat će reprodukovati zvučni signal da bi pokazao da je uključen.


Slušni aparat možete da isključite na dva načina:

1. Stavite slušni aparat u punjač i punjenje će početi.
2. Pritisnite i zadržite taster nekoliko sekundi. Oglasiće se završni ton.

Stavljanje i skidanje slušnog aparata



1. Ubacite slušalicu u uho, držeći pritom donji deo provodnika za uho. Može biti od pomoći ako istovremeno povučete ušnu školjku nagore a zatim unazad.
2. Zatim postavite slušni aparat iza uha. Slušni aparat treba udobno da se smesti na uhu, blizu glave.



Počnite skidanjem slušnog aparata koji se nalazi iza uha. Zatim pažljivo izvadite slušalice iz ušnog kanala držeći donji deo provodnika za uho.

Na slušni aparat mogu se sa se priključe različiti tipovi slušalica. Više informacija o slušalicama potražite u posebnom priručniku za slušalice.

PRILAGOĐAVANJA

Programi

Ovo je pregled programa koje možete da birate. Zatražite smernice od stručnjaka za sluh.

PROGRAMI	UPOTREBA
Univerzalni	Automatski program sa fokusom na optimalni zvuk u svim situacijama
Tišina	Specijalni program za slušanje u tihim okruženjima
Udobnost	Specijalni program za slušanje u bučnim okruženjima
Prevoz	Za slušanje u situacijama kada postoji buka od automobila, vozova itd.
Uticaj	Upotrebite ovaj program ako želite jasan i oštar zvuk
Urbani	Za slušanje u situacijama sa promenom nivoa zvuka (u supermarketima, bučnim radnim mestima ili slično)
Žurka	Za slušanje u situacijama kada mnogo ljudi priča u isto vreme

PROGRAMI	UPOTREBA
Društveno	Upotrebite ovaj program ako se nalazite u malom društvu, na primer na porodičnoj večeri
Muzika	Za slušanje muzike
SPECIJALNI PROGRAMI	UPOTREBA
Zen	Pušta tonove ili zvuke za opuštajuću zvučnu pozadinu. Više informacija potražite u odeljku „Program Zen“
Telefon	Ovaj program je predviđen za telefonske razgovore
PROGRAMI ZA PROGRAMI	UPOTREBA
Zen+	Ovaj program je sličan programu Zen, ali vam omogućava da slušate različite vrste tonova ili zvukova koristeći daljinski upravljač (RC-DEX ili aplikaciju)

Nazivi na listi programa su podrazumevani nazivi. Vaš stručnjak za sluh takođe može da izabere alternativno ime programa sa unapred izabrane liste. Onda će vam biti čak i lakše da izaberete pravi program za svaku situaciju slušanja.

U zavisnosti od gubitka sluha, vaš stručnjak za sluh može da aktivira funkciju pojačivača čujnosti. Pitajte svog stručnjaka za sluh da li ćete imati koristi od toga.

Ako se vaše potrebe i želje promene tokom vremena, vaš stručnjak za sluh može lako da promeni vaš odabir programa.

Program Zen

Vaš slušni aparat može biti dostavljen sa jedinstvenim izbornim programom za slušanje zvanim Zen. On pravi muzičke tonove (a ponekad i šumeći zvuk) u pozadini.



Ukoliko osetite smanjenje jačine zvuka ili toleranciju na zvuke, manju jasnoću govora ili pogoršanje tinitusa, kontaktirajte stručnjaka za sluh.



Korišćenje programa Zen može da ometa slušanje svakodnevnih zvukova, uključujući govor. Ne sme se koristiti kada je važno čuti takve zvukove. U takvim situacijama prebacite slušni aparat na neki drugi program (ne Zen).

Zvučni signali

Zatražite od stručnjaka za sluh da isključi ove zvučne signale ako vam nisu potrebni.

Zvučni signali programa

Slušni aparat emituje zvuk da bi vas obavestio koji ste program aktivirali ili da ste promenili program. Ovi zvuci mogu biti SmartSpeak (izgovorene poruke) ili SmartTones (zvučni signali), u zavisnosti od toga kako je stručnjak za sluh pripremio slušni izgled.

Program 1	Poruka ili jedan kratak pisak
Program 2	Poruka ili dva kratka piska
Program 3	Poruka ili tri kratka piska
Program 4	Poruka ili jedan dugačak i jedan kratak pisak
Program 5	Poruka ili jedan dugačak i dva kratka piska

Zvučni signali tastera

Imajte u vidu da stručnjak za sluh može da deaktivira ovu funkciju.

Delovanje tastera	Tip povratnih informacija	Objašnjenje povratnih informacija
Podešavanje jačine zvuka	Zvučni signal	<ul style="list-style-type: none"> - Kada dostignete podrazumevani nivo jačine zvuka, čućete dvostruki zvučni signal - Kada dostignete maksimalnu ili minimalnu postavku, čućete ujednačen ton - Prilikom svakog podešavanja jačine zvuka čućete zvučni signal

Delovanje tastera	Tip povratnih informacija	Objašnjenje povratnih informacija
Prebacivanje između programa	Izgovorena poruka ili zvučni signal	Kada promenite program, slušni aparat će se vratiti na podrazumevanu postavku jačine zvuka
Uključivanje	Izgovorena poruka ili zvučni signal	
Isključivanje	Izgovorena poruka ili zvučni signal	

Izgubljen partner

Vaš stručnjak za sluh može da uključi funkciju slušnog aparata koja vas upozorava uvek kada izgubi kontakt sa slušnim aparatom u drugom uhu. U uhu ćete čuti glasovnu poruku.

Podešavanje zvuka i programa

Aplikacija MAGNIFY

Pametni telefon možete povezati sa vašim MAGNIFY slušnim aparatima aplikacijom MAGNIFY da biste strimovali zvuk i kontrolisali funkcije slušnog aparata. Na primer, možete da personalizujete doživljaj slušanja, menjate programe i prilagođavate ili prigušite zvuk u slušnom aparatu.

Daljinska kontrola

Ako imate daljinski upravljač, takođe možete ručno da promenite program ili podesite zvuk da biste postigli bolju udobnost ili da bolje čujete, u zavisnosti od Vaših potreba i želja. Za više informacija o tome kako ovo radi, posavetujte se sa stručnjakom za sluh.

Dugme za dva slušna aparata

Ako imate dva slušna aparata, stručnjak za sluh može da programira dugme na tri različita načina:

1. Kao dugme za izbor programa i prekidač za uključivanje/isključivanje

Funkcija	Isključivanje	Uključivanje
Da biste promenili program, pritisnite dugme na levom ili desnom slušnom aparatu.	Pritisnite i držite dugme na oba slušna aparata nekoliko sekundi	Pritisnite i držite dugme na oba slušna aparata nekoliko sekundi

2. Kao dugme za podešavanje zvuka i prekidač za uključivanje/isključivanje

Funkcija	Isključivanje	Uključivanje
Radi bolje čujnosti i veće jačine vuka: Pritisnite dugme na desnom slušnom aparatu.	Pritisnite i držite dugme na desnom slušnom aparatu nekoliko sekundi	Pritisnite i držite dugme na desnom slušnom aparatu nekoliko sekundi

Funkcija	Isključivanje	Uključivanje
Za veću udobnost i manju jačinu zvuka: Pritisnite dugme na levom slušnom aparatu.	Pritisnite i držite dugme na levom slušnom aparatu nekoliko sekundi	Pritisnite i držite dugme na levom slušnom aparatu nekoliko sekundi

3. Kao prekidač namenjen za uključivanje/isključivanje

Isključivanje	Uključivanje
Pritisnite i držite dugme na oba slušna aparata nekoliko sekundi	Pritisnite i držite dugme na oba slušna aparata nekoliko sekundi

Dugme za jedan slušni aparat

Ako imate samo jedan slušni aparat, stručnjak za sluh može da programira dugme na dva načina:

1. Kao dugme za izbor programa i prekidač za uključivanje/isključivanje

Funkcija	Isključivanje	Uključivanje
Da biste promenili program, pritisnite dugme na slušnom aparatu	Pritisnite i držite dugme na slušnom aparatu nekoliko sekundi	Pritisnite i držite dugme na slušnom aparatu nekoliko sekundi

2. Kao prekidač namenjen za uključivanje/isključivanje

Isključivanje

Pritisnite i držite dugme na slušnom aparatu nekoliko sekundi

Uključivanje

Pritisnite i držite dugme na slušnom aparatu nekoliko sekundi

Korišćenje pametnog telefona sa slušnim aparatom



Kada koristite pametni telefon, držite ga ispred sebe tako da je mikrofonski na telefonu blizu vaših usta. Na ovaj način ćete iskusiti najbolji zvuk tokom telefonskog poziva.

UPARIVANJE SA PAMETNIM TELEFONOM

Povezivanje sa pametnim telefonom putem Bluetooth veze

Da biste uparili slušni aparat sa pametnim telefonom, potrebno je da ponovo pokrenete slušni aparat. Postupite na sledeći način:

1. Ponovo pokrenite slušni aparat.
2. Držite slušni aparat blizu telefona i pratite uputstva u aplikaciji MAGNIFY.
3. Slušni aparat i pametni telefon su sada spremni za upotrebu.

BELEŠKA

Slušni aparat je u režimu uparivanja samo tokom tri minuta posle ponovnog pokretanja. Možda ćete morati ponovo da ga ponovo pokrenete ako ga ne uparite na vreme.

Povezivanje slušnog aparata sa aplikacijom

Nakon što slušni aparat uparite sa pametnim telefonom (u meniju za podešavanja), otvorite aplikaciju MAGNIFY i ona će se automatski povezati sa slušnim aparatom.

Isključivanje Bluetooth veze

Otvorite meni u aplikaciji MAGNIFY i izaberite „Hearing aid Bluetooth“ (Bluetooth slušnog aparata) da biste isključili Bluetooth vezu. Bluetooth će se ponovo povezati kada ponovo pokrenete slušni aparat.

Kompatibilnost sa pametnim telefonima

Listu kompatibilnih pametnih telefona, tableta itd. možete da vidite na ovom sajtu:

<https://global.widex.com>

ČIŠĆENJE

Ako slušni aparat čistite svakog dana, biće mnogo efikasniji i biće vam ugodnije da ga nosite.



Brišite slušni aparat mekom, suvim krpom.

Ako su otvori mikrofona blokirani, obratite se stručnjaku za sluh.


Ako primetite bilo kakvu prašinu ili prljavštinu u mikrofonima, pažljivo je oduvajte ili obrišite mekom krpom.

Slušni aparat brzo osušite ako se pokvasi ili ako se puno znojite.

Informacije o čišćenju slušalica potražite u priručniku za slušalice.

Alati

Uz slušni aparat ćete dobiti sledeće alate za čišćenje:



1. Krpa
2. Četkica za slušalice
3. Dugački alat za uklanjanje voska za slušalice
4. Kratki alat za uklanjanje voska za slušalice

Zaštita od voska

Zaštita od voska je filter postavljen na otvoru prijemnika iza umetka za uho i doprinosi zaštiti prijemnika od ušnog voska. Uz slušni aparat uvek koristite zaštitu od voska koju isporučuje Widex.

Informacije o zameni zaštite od voska potražite u priručniku sa slušalice.

Kutija za sušenje

WIDEX kutija za sušenje slušnog aparata i slušalica uklanja vlagu iz slušnog aparata i slušalica kako bi se izbeglo njihovo otkazivanje usled vlage.

Vreme rada: 45 minuta

Maksimalna temperatura: 40 °C (104 °F)

DODATNI PRIBOR

Sa slušnim aparatom možete da koristite razni dodatni pribor. Posavetujte se sa stručnjakom za sluh da li možete imati koristi od upotrebe ovog dodatnog pribora.

Naziv	Upotreba
RC-DEX	daljinska kontrola
TV-DEX	za slušanje TV-a i radija
PHONE-DEX 2*	za laku upotrebu fiksnog telefona
FM+DEX	za reprodukovanje zvuka i FM signala
COM-DEX	za bežično povezivanje sa mobilnim telefonima i drugim uređajima putem Bluetooth-a
COM-DEX Remote Mic	za pomoć korisnicima slušnog aparata da čuju govor u zahtevnim situacijama za slušanje
TV PLAY	za direktno strimovanje sa TV-a
WPT1	punjač za slušni aparat MRR2D
APLIKACIJA MAGNIFY	za korišćenje pametnog telefona za kontrolu slušnih pomagala

*Dostupno je samo u nekim zemljama.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Na ovim stranicama se nalaze saveti o tome šta treba da radite ako vaš slušni aparat prestane da radi ili ako ne radi kako se očekuje. Ako problem i dalje postoji, posavetujte se sa stručnjakom za sluh.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Slušni aparat je potpuno tih	Nije uključen	Uključite slušni aparat tako što ćete pritisnuti taster ili staviti slušni aparat u punjač na 10 sekundi pre nego što ga izvodite
	Slušni aparat nije napunjen	Napunite slušni aparat u punjaču
Iz slušnog aparata se ne čuje ništa iako je napunjen i uključen	Zaštita od voska je začepljena ušnim voskom.	Uklonite umetak za uvo sa žičice/cevčice za uvo. Ako se vosak nakupio na zaštitu od voska, zaminite je. Dodatne informacije potražite u priručniku za slušalice. Možete da zatražite savet od stručnjaka za sluh
Jačina zvuka slušnog aparata nije dovoljna	Uho vam je zapušeno ušnim voskom	Obratite se lekaru

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
	Zaštita od voska je začepljena ušnim voskom.	Uklonite umetak za uvo sa žičice/cevčice za uvo. Ako se vosak nakupio na zaštiti od voska, zaminite je. Dodatne informacije potražite u priručniku za slušalice. Možete da zatražite savet od stručnjaka za sluh
	Vaš sluh se možda promenio	Obratite se stručnjaku za sluh/lekaru
Slušni aparat neprestano zviždi	Uho vam je zapušeno ušnim voskom	Obratite se lekaru
	Slušalica nije pravilno postavljena	Pogledajte odeljak „Stavljanje i skidanje slušnog aparata“
Dva slušna aparata ne rade sinhronizovano	Veza između slušnih aparata je prekinuta	Ponovo ih isključite i uključite
Dva slušna aparata ne reaguju odgovarajuće na promenu jačine zvuka ili programa na dodatnom priboru	Dodatni pribor se koristi van dometa prenosa	Približite dodatni pribor slušnom aparatu
	Jake elektromagnetne smetnje	Udaljite se od poznatog izvora elektromagnetnih smetnji

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
	Dodatni pribor i slušni aparati se ne poklapaju	Proverite kod stručnjaka za sluh da li je dodatni pribor usklađen sa slušnim aparatima

BELEŠKA

Ove informacije obuhvataju samo slušni aparat. Informacije u vezi sa vašom slušalicom potražite u korisničkom uputstvu „Slušalice za slušne aparate Widex“. Ako se problemi nastave, zatražite pomoć od stručnjaka za sluh.

PUTOVANJE AVIONOM

Slušni aparat i punjač su dozvoljeni u ručnom i čekiranom prtljagu.

Potrebno je da isključite Bluetooth vezu na slušnom aparatu pomoću aplikacije. Ne postoji rizik od prenosa sa radio odašiljača slušnog aparata snage 2,4 GHz sve dok slušni aparat nije povezan sa mobilnim telefonom.

REGULATORNE INFORMACIJE

FCC i ISED izjave

FCC ID: TTY-MRR2D

IC: 5676B-MRR2D

Federal Communications Commission Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or

television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex A/S could void the user's authority to operate the equipment.

ISED Statement / Déclaration d'ISED

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED EXPOSITION AUX RADIATIONS:

Cet équipement est conforme avec ISED les limites d'exposition aux rayonnements définies pour un contrôlé environnement. Cet émetteur ne doit pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

Direktive EU

Direktiva 2014/53/EU

Kompanija Widex A/S ovim izjavljuje da je MRR2D usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama direktive 2014/53/EU. Model MRR2D sadrži radio-predajnike koji rade na: 10,6 MHz, -54 dB μ m @10 m, 2,4 GHz, 0,9 mW EIRP.

Primerak deklaracije o usaglašenosti u skladu sa 2014/53/EU možete naći na adresi:

<https://global.widex.com/doc>

Da bi se izbeglo potencijalno smanjenje radio performansi, uređaj treba da bude odvojen za najmanje 25 cm (10 inča) od druge opreme za radio-komunikaciju.



N26346

Informacije u pogledu odlaganja u otpad

Nemojte odlagati slušne aparate, opremu za njih i baterije u obično kućno smeće.

Slušni aparati, baterije i oprema za slušne aparate treba da se odlažu na mestima određenim za otpadnu električnu i elektronsku opremu ili daju stručnjaku za sluh radi bezbednog odlaganja.

SIMBOLI

Uobičajeni simboli koje kompanija Widex A/S koristi za obeležavanje medicinskih uređaja (na oznakama, u uputstvima za upotrebu itd.)

Simbol	Naslov/opis
--------	-------------



Proizvođač

Naziv i adresa proizvođača ovog proizvoda su navedeni pored simbola. Ako je to potrebno, naveden je i datum proizvodnje.
--



Kataloški broj

Kataloški broj proizvoda (artikla).



Pogledajte uputstvo za upotrebu
--

Uputstvo za upotrebu sadrži važne informacije (upozorenja/mere predostrožnosti) i mora se pročitati pre upotrebe proizvoda.



Upozorenje

Tekst obeležen simbolom upozorenja se mora pročitati pre upotrebe proizvoda.
--



WEEE oznaka

„Nije za opšti otpad“. Kada je potrebno da se proizvod odloži u otpad, on mora da se pošalje na mesto za reciklažu i obradu koje je za to namenjeno kako bi se sprečio rizik od oštećenja prirodne sredine ili ljudskog zdravlja kao posledica prisustva opasnih supstanci.



CE oznaka

Proizvod se pridržava zahteva navedenih u evropskim direktivama za CE oznaku.

Simbol **Naslov/opis**



RCM oznaka

Ovaj proizvod se pridržava regulatornih zahteva za električnu bezbednost, elektromagnetnu kompatibilnost i radio spektar za proizvode koji se dostavljaju tržištima u Australiji i na Novom Zelandu.



Napajanje uključeno/isključeno

Označava povezivanje na ili uklanjanje sa izvora napajanja.



Widex A/S

Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngby, Danmark
<https://global.widex.com>



Broj priručnika:
9 514 0571 024 01
Issue:
2022-02

